

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Upk2 Para Wb, Elisa - 000526

Número do item: CM0015412

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Uroplakin-2 (UPK2) humana validado para WB e ELISA. O imunógeno proteico recombinante (aa 85-155) garante detecção específica. Ideal para pesquisas de membrana de unidade assimétrica urotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPK2 Rabbit pAb
Observações/Alias	UP2; UPII; UPK2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7379
GeneID	7379
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 85-155 da UPK2 humana (NP_006751.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O00526
Peso Molecular da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo