

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Upk3A Para Wb, If-P, Elisa - 075631

Número do item: CM0013397

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra UPK3A humano (uroplaquina-3a). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudos de diferenciação de células uroteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPK3A Rabbit pAb
Observações/Apêndice	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA; UPK3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7380
ID do Gene	7380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-207 do UPK3A humano (NP_008884.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75631
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de Gelo