

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Upk3B Para Wb, Elisa - Q9Bt76

Número do item: CM0020896

### introdução

UPK3B Rabbit pAb é um anticorpo policlonal desenvolvido em coelho, validado para WB e ELISA em amostras humanas, direcionado a uroplacina-3b (Q9BT76). Ideal para pesquisa de AUM e diferenciação urotelial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | UPK3B Rabbit pAb                                                                                                                                 |
| Observações/Alias   | P35; UP3B; UPIIB; UPK3B                                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 105375355                                                                                                                                        |
| GeneID              | 105375355                                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-200 da UPK3B humana (NP_085047.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                           |
| SWISS               | Q9BT76                                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 34kDa                                                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                    |