

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Upp1 Para Wb, Elisa - Q16831

Número do item: CM0002004



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-UPP1 para WB e ELISA. Validado em Humano, Rato, Ratazana. Tem como alvo a uridina fosforilase 1, uma enzima chave no metabolismo da pirimidina, ideal para pesquisa de metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UPP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7378
ID do Gene	7378
Imunogénio	Péptido Sintético: Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da UPP1 humana (Q16831).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	Q16831
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo