

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Upp1 Para Wb E Elisa - Q16831

Número do item: CM0015534



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à uridina fosforilase 1 humana (UPP1). Adequado para Western blot e ELISA; detecta uma proteína de 34 kDa envolvida no metabolismo das pirimidinas e na síntese de nucleotídeos. Ideal para pesquisas sobre câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UPP1 pAb de coelho
Observações/alias	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7378
ID do gene	7378
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 89-173 da UPP1 humana (NP_001274357.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q16831
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo