

Anticorpo Policlonais Anti-Uqcc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brt2

Número do item: CM0027353

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UQCC2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta UQCC2 humano, de camundongo e rato; envolvido na montagem do complexo III mitocondrial e na função da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	M19; Cbp6; MNF1; MC3DN7; C6orf125; C6orf126; bA6B20.2; UQCC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84300
ID do Gene	84300
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 14-126 da UQCC2 humana (NP_115716.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BRT2
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo