


Anticorpo Policlonais Anti-Uqcr10 Para Wb E Elisa - Q9Udw1

Número do item: CM0029781



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a UQCR10 humano (subunidade 9 do complexo Citocromo b-c1), ideal para Western blot e ELISA. Detecta amostras humanas, de camundongo e rato. Proteína de ~7 kDa da membrana interna mitocondrial do Complexo III.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCR10 Rabbit pAb
Observações/Alias	QCR9; UCRC; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2; UQCR10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29796
GeneID	29796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-63 de UQCR10 humano (NP_037519.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UDW1
Peso Molecular da Proteína	7kDa
Envio	Bolsa de gelo