


Anticorpo Policlonal Anti-Uqcr10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Udw1

Número do item: CM0016399



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à UQCR10 humana (subunidade 9 do Complexo III). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UQCR10 Rabbit pAb
Observações/alias	QCR9, UCRC, HSPC051, HSPC119, HSPC151, UCCR7.2, UQCR10
Espécie	Humana
GeneID (humano)	29796
GeneID	29796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-63 da UQCR10 humana (NP_037519.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UDW1
Peso da proteína	7 kDa
Transporte	Bolsa de gelo