


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Uqcrb Para Wb, Elisa - P14927

Número do item: CM0017640



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho UQCRB validado para WB, ELISA em humano, rato, camundongo. Tem como alvo a subunidade 7 do complexo mitocondrial III, impulsionando o transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. Suporta pesquisas sobre doenças mitocondriais e cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCRB Rabbit pAb
Observações/Apelido	QPC; QCR7; QP-C; UQBC; UQBP; UQPC; UQCR6; MC3DN3; UQCRB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7381
GeneID	7381
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-111 do UQCRB humano (NP_006285.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14927
Peso Proteico	14kDa
Transporte	Saco de gelo