


Anticorpo Monoclonal Anti-Uqcrc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31930

Número do item: CM0004850



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho contra UQCRC1 (subunidade 1 do Complexo III), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de respiração mitocondrial e doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] UQCRC1 Coelho mAb
Observações/Apelidos	QCR1; PKNPY; UQCRC1; D3S3191
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7384
ID do Gene	7384
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31930
Peso da Proteína	53kDa
Transporte	Saco de gelo