


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Uqcrc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31930

Número do item: CM0026513



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra UQCRC1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa mitocondrial e estudos do complexo III.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCRC1 pAb Coelho
Observações/Apelido	QCR1; PKNPY; UQCRC1; D3S3191; UQCRC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7384
GeneID	7384
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 156-480 do UQCRC1 humano (NP_003356.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31930
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo