


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Uqcrc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22695

Número do item: CM0011395



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho UQCRC2 validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a UQCRC2 humana (P22695), uma subunidade do complexo III mitocondrial essencial para o transporte de elétrons e a síntese de ATP. Ideal para pesquisas sobre doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCRC2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7385
GeneID	7385
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22695
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo