


Anticorpo Policlonal Anti-Uqcrfs1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Número do item: CM0017877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UQCRC1 humano (proteína ferro-enxofre de Rieske), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta UQCRC1 endógeno e reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisas sobre o complexo III mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCRC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7386
ID do Gene	7386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 79-274 do UQCRC1 humano (NP_005994.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P47985
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo