


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Uqcrfs1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P47985

Número do item: CM0005813



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra UQCRC1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, rato, rato. Adequado para estudar o complexo III mitocondrial e a cadeia de transporte de elétrons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCRC1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	RIP1; RIS1; RISP; UQCRC5; MC3DN10; UQCRC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7386
GeneID	7386
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 175-274 do UQCRC1 humano (P47985).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P47985
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de Gelo