


Anticorpo Policlonal Anti-Uqcrfs1 (Proteína Ferro-Enxofre De Rieske) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Número do item: CM0030976



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a UQCRFS1 humana (proteína ferro-enxofre de Rieske), uma subunidade do Complexo III mitocondrial. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA; reativo com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCRFS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RIP1, RIS1, RISP, UQCR5, MC3DN10, UQCRFS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7386
GeneID	7386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 141-274 da UQCRFS1 humana (NP_005994.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P47985
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo