


Anticorpo Policlonal Anti-Uqcrq Para Wb, Elisa - O14949

Número do item: CM0025111



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-UQCRCQ de alta qualidade para Western blot e ELISA, reconhecendo amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo a subunidade 8 do complexo III, essencial para o transporte de elétrons mitocondrial e a fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCRCQ Coelho pAb
Observações/Apelido	QPC; QCR8; QP-C; UQCRC7; MC3DN4; UQCRCQ
Espécie	Humano
ID do Gene	27089
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-82 do UQCRCQ humano (NP_055217.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14949
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo