


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cinase 2 De Uridina-Citidina Para Wb, Elisa - Q9Bzx2

Número do item: CM0013392



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à UCK2 humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com a UCK2 de camundongo. A UCK2 é uma cinase de uridina-citidina envolvida nas vias de recuperação de nucleosídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-UCK2
Observações/Apelido	UK; UMPK; TSA903; UCK2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7371
ID do gene	7371
Imunógeno	Proteína recombinante - proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 da UCK2 humana (NP_036606.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9BZX2
Peso da proteína	29 kDa
Envio	Em embalagem com gelo