

Anticorpo Policlonal Anti-Urm1 Para Wb, Elisa - Q9Btm9

Número do item: CM0016127

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra URM1 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de tiorilação de tRNA e modificação semelhante à ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	URM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C9orf74; URM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	81605
GeneID	81605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-63 da URM1 humana (NP_001252511.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9BTM9
Peso da proteína	11 kDa
Envio	Em bolsa de gelo