


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Urocortina 2 (Ucn2) Para Wb E Elisa - Q96Rp3

Número do item: CM0029950



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à UCN2 humana, validado para Western blot e ELISA. Detecta amostras humanas, de camundongo e de rato. Peso molecular previsto de 12 kDa. Ideal para pesquisa em resposta ao estresse, sistema cardiovascular e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCN2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	UR; SRP; URP; UCN1; UCN-II; UCN2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	90226
ID do Gene	90226
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-112 da UCN2 humana (NP_149976.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RP3
Peso Molecular da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo