

Anticorpo Policlonal Anti-Urod Para Wb, Elisa - P06132

Número do item: CM0025455



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UROD humano (uroporfirinogênio descarboxilase), aplicável em WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de biossíntese de heme e porfiria. 41 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UROD Coelho pAb
Observações/Alias	PCT, UPD, UROD
Espécie	Humano
GeneID	7389
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-367 do UROD humano (NP_000365.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06132
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo