

Anticorpo Policlonais Anti-Uroplakina Iii/Upk3A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Jkx8

Número do item: CM0028591

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Uroplakina III (UPK3A), adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta UPK3A de camundongo, humano e rato. Ideal para pesquisa em biologia urotelial e doenças da bexiga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Uroplakina III/UPK3A pAb de coelho
Observações/Alias	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7380
ID do Gene	22270
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 188-287 da Uroplakina III/UPK3A de camundongo (NP_075967.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9JKX8
Peso da Proteína	31 kDa
Transporte	Bolsa de gelo