

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Usf1 Para Wb E Elisa - P22415

Número do item: CM0002018



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao USF1 (Fator Estimulatório a Montante 1), adequado para aplicações de WB e ELISA. Reage com USF1 humano e de camundongo. Ideal para pesquisa em regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho USF1
Observações/Apelido	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTFI; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7391
GeneID	7391
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do USF1 humano (P22415)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P22415
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo