

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Usf1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22415

Número do item: CM0006957



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra USF1 humano (SWISS P22415). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas de transcrição e desenvolvimento de ensaios de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-USF1 [validado por KD]
Observações/alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1 [validado por KD]
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7391
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 da USF1 humana. (NP_009053.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P22415
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo