

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22415

Número do item: CM0016502



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-USF1 para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta USF1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Alvo no fator de transcrição de ligação à caixa E envolvido na regulação genética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7391
GeneID	7391
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 da USF1 humana (NP_009053.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22415
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo