


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usf2 Para Wb, Elisa - Q15853

Número do item: CM0026647



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra USF2 humano (FIP/bHLHb12) validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de fatores de transcrição e estudos de ligação à caixa E.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FIP; bHLHb12; USF2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7392
GeneID	7392
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15853
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo