

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Usol Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Número do item: CM0003079



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra USO1/p115 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta USO1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Peso proteico aproximado de 108 kDa. Ideal para pesquisas sobre transporte de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USO1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TAP; VDP; P115; USO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8615
ID do Gene	8615
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do USO1 humano (O60763).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60763
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo