

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usol Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Número do item: CM0027748



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o USO1 humano (p115/VDP/TAP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar o transporte vesicular ER-Golgi e a manutenção da pilha de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TAP; VDP; P115; USO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8615
GeneID	8615
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1100-1200 do USO1 humano (O60763).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60763
Peso Proteico	108kDa
Envio	Saco de gelo