


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usp1 Para Wb - 094782

Número do item: CM0029219



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à USP1 humana, validado para WB e ELISA. Detecta USP1 em amostras humanas e de camundongo. Útil para pesquisa de reparo de danos ao DNA e via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	UBP; USP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7398
ID do Gene	7398
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da USP1 humana (NP_003359.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O94782
Peso Proteico	88kDa
Envio	Bolsa de gelo