

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Usp11 Para Wb E Elisa - P51784

Número do item: CM0002491



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra USP11 (UHX1) humana, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Adequado para estudos de desubiquitinação, sinalização de NF-kappa-B, reparo de DNA e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP11 mAb de Coelho
Observações/Apelido	UHX1; USP11
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8237
GeneID	8237
Imunógeno	Pepsídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 da USP11 humana (P51784).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51784
Peso Proteico	110kDa
Envio	Saco de gelo