

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Usp11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51784

Número do item: CM0019781



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra USP11, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de via de ubiquitina, reparo de DNA e cromatina em amostras de humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP11 Coelho pAb
Observações/Apelido	UHX1; USP11
Espécie	Humano
ID do Gene	8237
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-190 da USP11 humana (NP_004642.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51784
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Bolsa de gelo