


Anticorpo Policlonais Anti-Usp12 Para Wb, Elisa - 075317

Número do item: CM0021957



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra USP12 (UBH1/USP12L1) humano. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de desubiquitinação, sinalização de NF- κ B e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP12 pAb de coelho
Observações/Alias	UBH1; USP12L1; USP12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	219333
GeneID	219333
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de USP12 humano (NP_872294.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75317
Peso da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo