

Anti-Usp13 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q92995

Número do item: CM0014925



introdução

Anti-USP13 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB e ELISA. Detecta USP13 humano, de camundongo e de rato, uma deubiquitinase que regula autofagia, ERAD e ciclo celular. Ideal para pesquisas em oncologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ISOT3; IsoT-3; USP13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8975
ID do Gene	8975
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-200 do USP13 humano (NP_003931.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92995
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo