


Anticorpo Policlonal Anti-Usp14 Para Wb, Elisa - P54578

Número do item: CM0021287



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra USP14 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para pesquisas sobre proteólise dependente de ubiquitina, imunidade inata e função neuromuscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP14 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TGT; Ubp6; USP14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9097
GeneID	9097
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da USP14 humana (NP_005142.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54578
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo