


Anticorpo Monoclonal Anti-Usp15 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y4E8

Número do item: CM0008420



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à USP15 (enzima desubiquitinante 15). Ideal para estudar as vias TGF-beta, NF-kappa-B e mitofagia em tecidos humanos, de rato e camundongo via WB, IP, ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho USP15
Observações/Apelido	UNPH4; UNPH-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9958
GeneID	9958
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 968-981 da USP15 humana (NP_001239007.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4E8
Peso Proteico	27 kDa/109-112 kDa
Envio	Saco de gelo