

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usp15 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y4E8

Número do item: CM0013423



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-USP15 validado para WB, IP, IF/ICC e ELISA. Detecta USP15 humano, murino e de rato. Ideal para investigar desubiquitinação, sinalização TGF-beta, regulação NF-kappa-B e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP15 Rabbit pAb
Observações/Alias	UNPH4; UNPH-2; USP15
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9958
GeneID	9958
Imunogênio	Péptido sintético Um péptido sintético de USP15 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Murino, Rato
SWISS	Q9Y4E8
Peso Molecular da Proteína	112 kDa
Envio	Bolsa de gelo