


## Anti-Usp16 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Y5T5

Número do item: CM0029938



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o USP16 humano (94 kDa), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato e macaco. Adequado para estudos de desubiquitinação da histona H2A, mitose e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | USP16 pAb de Coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | UBPM; UBP-M; USP16                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (humano)     | 10600                                                                                                                        |
| GeneID              | 10600                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do USP16 humano (NP_001001992.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato, Macaco                                                                                             |
| SWISS               | Q9Y5T5                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 94kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                |