


Anti-Usp19 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O94966

Número do item: CM0029240



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para USP19 (hidrolase terminal carboxila de ubiquitina 19), validado em WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo; detecta banda de ~146 kDa. Ideal para pesquisas sobre deubiquitinação, ERAD, hipóxia e diferenciação muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP19 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZMYND9; USP19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10869
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do USP19 humano (NP_001186089.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O94966
Peso Proteico	146kDa
Envio	Saco de gelo