


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Usp21 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk80

Número do item: CM0024262



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à desubiquitinase humana USP21, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. USP21 regula a desubiquitinação da histona H2A e a ativação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP21 Coelho pAb
Observações/Apelido	USP16; USP23; USP21
Espécie	Humano
GeneID	27005
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da USP21 humana (NP_036607.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UK80
Peso Proteico	63kDa
Envio	Bolsa de gelo