

Anticorpo Policlonal Anti-Usp22 Para Wb, Elisa - Q9Upt9

Número do item: CM0021468

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra USP22, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com proteínas humanas e de camundongo. Adequado para estudos de desubiquitinação, regulação transcricional e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	USP22 Rabbit pAb
Observações/alias	USP3L; USP22
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23326
GeneID	23326
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da USP22 humana (NP_056091.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9UPT9
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo