

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Usp22 Para Wb E Elisa - Q9Upt9

Número do item: CM0009255

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra USP22 validado para WB e ELISA, com reação cruzada com USP22 humano e de camundongo. Ideal para estudar o papel das desubiquitinases na regulação da transcrição, progressão do ciclo celular e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra USP22
Observações/alias	USP3L; USP22
Espécie	Humano
ID do gene	23326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 da USP22 humana (Q9UPT9)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9UPT9
Massa da proteína	60 kDa
Transporte	Bolsa de gelo