

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usp22 Para Wb, Elisa - Q9Upt9

Número do item: CM0018926

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-USP22 validado para WB e ELISA, com reatividade em humano e rato. A USP22 é uma desubiquitinase envolvida na regulação da transcrição, no ciclo celular e na imunidade inata, adequada para aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-USP22
Observações/Alias	USP3L; USP22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23326
GeneID	23326
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da USP22 humana (NP_056091.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UPT9
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo