

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Usp24 Para Wb, Elisa - Q9Upu5

Número do item: CM0002355

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho USP24 validado para WB e ELISA. Detecta USP24 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de ubiquitina-proteassoma, sobrevivência celular e ferritinofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP24 Anticorpo monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Alias	USP24; ubiquitina peptidase específica 24
Espécie	Humano
GeneID	23358
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2500-2600 da USP24 humana (Q9UPU5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPU5
Peso Proteico	294kDa
Envio	Saco de gelo