

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Usp24 Para Wb, Elisa - Q9Upu5

Número do item: CM0020892

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à USP24 humana, uma protease específica de ubiquitina de 294kDa envolvida na ferritinofagia e sobrevivência celular. Validado para Western blot e ELISA com reatividade em humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	USP24 Coelho pAb
Observações/Apelido	USP24; peptidase específica de ubiquitina 24
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23358
ID do Gene	23358
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UPU5
Peso Proteico	294kDa
Envio	Saco de gelo