


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Usp25 Para Wb - Q9Uhp3

Número do item: CM0005230



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra USP25 humana, validado para WB, IP, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em desubiquitinases, inflamação e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP25 mAb de Coelho
Observações/Alias	USP21; USP25
Espécie	Humano
GeneID	29761
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 da USP25 humana (NP_037528.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHP3
Peso da Proteína	122KDa/125KDa/129KDa
Envio	Bolsa de gelo