


Anti-Usp25 (Usp21) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Uhp3

Número do item: CM0017826



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra USP25 humano, uma enzima de desubiquitinação envolvida na inflamação, sinalização Wnt e resposta imune. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	USP25 pAb de Coelho
Observações/Apelido	USP21; USP25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29761
ID do Gene	29761
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do USP25 humano (NP_037528.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHP3
Peso da Proteína	122kDa
Envio	Saco com gelo