

Anticorpo Policlonal Anti-Usp26 Para Wb, Elisa - Q9Bxu7

Número do item: CM0024791

introdução

Anticorpo Policlonal USP26 Coelho validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Útil para estudar desubiquitinação, sinalização do receptor de andrógeno e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP26 Coelho pAb
Observações/Apelido	SPGFX6; USP26
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83844
ID do Gene	83844
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 664-913 do USP26 humano (NP_114113.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXU7
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de gelo