


Anticorpo Policlonais Anti-Usp33 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tey7

Número do item: CM0019365



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao USP33 humano (VDU1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisa em desubiquitinação, biologia do centrômero e tráfego de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP33 pAb de coelho
Observações/Alias	VDU1; USP33
Espécie	Humano
ID do Gene	23032 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-400 da USP33 humana (NP_963920.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TEY7
Peso da Proteína	
Envio	Embolsa de gelo