


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Usp39 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53Gs9

Número do item: CM0003596



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-USP39 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e rato. A USP39 é uma desubiquitinase envolvida no splicing, reparo de DNA e controle do ciclo celular. Ideal para pesquisa em desenvolvimento de células B, resposta a danos no DNA e sinalização antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho USP39
Observações/Apelido	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10713
GeneID	10713
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da USP39 humana (Q53GS9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q53GS9
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de Gelo