


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Usp39 Para Wb E Elisa - Q53Gs9

Número do item: CM0030796



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-USP39 (alias 65K, SAD1, SNRNP65) validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade com USP39 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de splicing, reparo de DNA e sinalização antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	USP39 Rabbit pAb
Observações/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10713
GeneID	10713
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 336-565 da USP39 humana (NP_006581.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q53GS9
Peso Proteico	65kDa
Transporte	Saco de gelo