

Anticorpo Policlonal Anti-Usp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13107

Número do item: CM0019679



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra USP4 humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta USP4 em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de desubiquitinação, resposta imune e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	USP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	UNP; Unph; USP4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7375
GeneID	7375
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 560-700 da USP4 humana (NP_003354.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q13107
Peso da proteína	109 kDa
Transporte	Embalagem de gelo